

UNIVERZÁLNÍ NÁVOD · CELÁ KATEGORIE

NÁVOD K POUŽITÍ

Dilatátory

Tento dokument je **univerzální návod k použití platný pro celou produktovou kategorii Dilatátory** (uretrální dilatátory / dilatační tyčinky), nikoli pro jediný konkrétní produkt. Obsahuje společné bezpečnostní, uživatelské a údržbové informace platné napříč celou kategorií.

BEZPEČNÉ MATERIÁLY

DISKRÉTNÍ BALENÍ

JEDNODUCHÁ PÉČE



Kategorie
Dilatátory

Typ dokumentu
Univerzální návod

Obsah

01	Bezpečnostní upozornění	3
02	První použití	4
03	Použití dilatátorů	5
04	Použití dilatátorů — pokračování	6
05	Volitelné funkce dle modelu	7
06	Nabíjení a baterie	8
07	Péče a čištění	9
08	Skladování	10
09	Řešení běžných problémů	11
10	Likvidace a recyklace	12
11	Odpovědná osoba a kontakt	13



DŮLEŽITÉ

Všechny tyto informace si uschovejte pro bezpečné a správné použití. Uschovejte si také obal výrobku, protože obsahuje návod k obsluze a informace o výrobku, bateriích a dobíjení. Další informace získáte naskenováním QR kódu na obalu.



Vaše bezpečí je pro nás na prvním místě. Před použitím výrobku si pečlivě přečtete a dodržujte všechny níže uvedené pokyny.

- Uchovávejte mimo dosah dětí, protože malé části mohou být spolknuty.
- Výrobek používejte pouze v případě, že jste v dobré fyzické kondici.
- Nepoužívejte výrobek s jinými osobami proti jejich vůli. Výrobek používejte pouze se souhlasem zúčastněných osob.
- Výrobek používejte bezpečně, aby nedošlo ke zranění. Výrobek používejte na vlastní nebezpečí.
- Pokud má osoba nějaké zdravotní problémy nebo obavy, měla by se před použitím výrobku poradit s lékařem.
- Výrobek nepoužívejte na nemocnou nebo podrážděnou pokožku.
- Pokud dojde k nepříjemnému podráždění pokožky nebo fyzickému nepohodlí, okamžitě přestaňte výrobek používat. Pokud příznaky přetrvávají, poraďte se s lékařem.
- Abyste předešli onemocnění a infekci, nepředávejte výrobek třetím osobám.
- Pečlivě si přečtete informace na obalu výrobku, abyste předešli alergickým reakcím (např. na latex).
- Výrobek nepoužívejte, pokud je zjevně nefunkční, přehřívá se nebo má viditelné vady.
- Výrobek nezmrazujte ani nezahřívejte.
- Výrobek není vhodný pro komerční použití.
- Nafukovací výrobky nenafukujte nad průměr uvedený na obalu.
- Výrobek není vhodný pro lékařské použití.
- Výrobek nabíjejte pouze vhodnou nabíječkou v elektrické zásuvce. Dodržujte pokyny k příslušnému síťovému adaptéru.

**VAROVÁNÍ**

Za škody nebo nehody způsobené nesprávným použitím, použitím síly, úpravami a nedodržením těchto bezpečnostních pokynů nelze převzít žádnou odpovědnost.



- Před prvním použitím výrobek očistěte teplou vodou a jemným mýdlem. Abyste zabránili poškození zařízení, dbejte na to, aby se do prostoru pro baterii nedostala voda. Zařízení neponořujte do vody.

Pokud je to relevantní:

- Nabíjejte výrobek nebo vložte baterie (pokud jsou součástí dodávky). Z bezpečnostních důvodů se lithiové baterie pro přepravu obvykle nabíjejí pouze na 40–50 %.

**KONTRAINDIKACE**

Ze zdravotních důvodů nesmí tento výrobek používat osoby s onemocněním, jako jsou poruchy srážlivosti krve, onemocnění urogenitálního traktu a onemocnění prostaty.

**PŘI BOLESTI NEBO KRVÁCENÍ**

Pokud při používání výrobku pocítíte nepříjemnou bolest, jiný fyzický diskomfort nebo krvácení, okamžitě výrobek vyjměte a kontaktujte lékaře.

Pravidelné nebo nesprávné používání přípravku může vést ke zjizvení a ztlustění stěny močové trubice, což může vyžadovat lékařské ošetření. Zpočátku používejte dilatátory s malým průměrem a podle potřeby průměr pomalu zvětšujte.

1

Dezinfikujte výrobek

Abyste předešli infekcím močových cest, výrobek před použitím dezinfikujte dezinfekčním roztokem pro lékařské nástroje. Důležité: dodržujte dobu kontaktu uvedenou na dezinfekčním roztoku. Při dezinfekci a používání výrobku používejte sterilní rukavice.

2

Naneste mazivo

Na povrch výrobku naneste dostatečné množství sterilního maziva. Důležité: doporučuje se používat mazivo na vodní bázi.

3

Ohněte kroužek žaludu (je-li relevantní)

Kroužek žaludu ohněte směrem nahoru. Není-li tento krok relevantní pro váš model, pokračujte rovnou krokem 4.

4 Zaved'te výrobek

V případě potřeby zatlačte předkožku dozadu a pomalu zaved'te výrobek do močové trubice. Důležité pro ženy: aby nedošlo k poranění močových cest, dbejte zvýšené opatrnosti, protože ženská močová trubice je poměrně krátká. Důležité pro muže: výrobek lze zavádět jak do ochablého (doporučeno pro začátečníky), tak do ztopořeného penisu. Důležité: aby nedošlo k poranění močových cest, opatrně se přibližujte k maximální možné délce zasunutí.

5 Přetáhněte kroužek (je-li relevantní)

Přetáhněte kroužek přes žalud až ke koruně žlázy. Není-li tento krok relevantní pro váš model, pokračujte rovnou krokem 9.

6 Zapněte vibrace (je-li relevantní)

Chcete-li spustit vibrace, zapněte výrobek pomocí ovládací jednotky.

7 Upravte intenzitu (je-li relevantní)

Chcete-li změnit nastavení vibrací, opatrně stiskněte, otočte nebo posuňte ovládací jednotku.

8 Vyjměte výrobek

Pomalou odstraňte výrobek zevnitř nebo z těla. Důležité: abyste předešli nepříjemnému pocitu pálení v močové trubici při močení, pijte po delší dobu (cca 24 hodin) po použití výrobku velké množství vody — kyselina močová obsažená v moči se tak zředí.

9 Vypněte vibrace (je-li relevantní)

Stiskněte, otočte nebo posuňte ovládací jednotku do výchozí polohy. Důležité: pokud se výrobek automaticky vypne při vybití baterie, nezapínejte jej znovu, ale nabijte jej v elektrické zásuvce.

Podle konkrétního modelu může být váš výrobek vybaven některou z následujících funkcí:

- Některé dilatátory mají kuličkovou pumpu. Chcete-li zvětšit průměr dilatátoru, v případě potřeby opakovaně stiskněte pumpovací kuličku – dilatátor se nafoukne. Chcete-li vypustit vzduch, otevřete ventil.
- Některé dilatátory jsou duté a zkušený uživatelé je mohou nosit delší dobu, protože propouštějí tekutiny všeho druhu. Na jedné straně umožňují uživateli pokračovat v močení a na druhé straně mohou zabránit hromadění spermatu při ejakulaci.
- Některé dilatátory jsou na konci opatřeny kuličkou, která funguje jako zátko spermatu a může prodloužit a zintenzivnit orgasmus. Ejakulace nebo močení je možné pouze v omezené míře.

**DŮLEŽITÉ**

Výrobek je sexuální hračka a nechrání před otěhotněním a pohlavně přenosnými infekcemi.

Následující zásady platí pro dobíjecí a bateriové modely této kategorie.

- Výrobek nabíjejte pouze vhodnou nabíječkou v elektrické zásuvce. Dodržujte pokyny k příslušnému síťovému adaptéru.
- Nabíjejte výrobek nebo vložte baterie (pokud jsou součástí dodávky). Z bezpečnostních důvodů se lithiové baterie pro přepravu obvykle nabíjejí pouze na 40–50 % – před prvním použitím proto výrobek plně dobijte.
- Pokud se výrobek automaticky vypne při vybití baterie, nezapínejte jej znovu, ale nabijte jej v elektrické zásuvce.
- Chcete-li prodloužit životnost baterií a dobíjecích baterií a zabránit poškození výrobku, vyjměte baterie z výrobku po každém použití nebo vyjměte výrobek ze zásuvky, jakmile je dobíjecí baterie plně nabitá.



- Po každém použití nechte výrobek před odložením vychladnout.
- Po každém použití výrobek očistěte teplou vodou a jemným mýdlem a vydezinfikujte jej dezinfekčním roztokem na lékařské nástroje. Aby nedošlo k poškození výrobku, dbejte na to, aby se do prostoru pro baterie nedostala voda. Přístroj neponořujte pod vodu.



- Výrobek uchovávejte na čistém, chladném a suchém místě. Vlhkost může poškodit baterie a motor. Vyhněte se přímému slunečnímu záření.
- Abyste zabránili chemickým reakcím, skladujte výrobek odděleně a ne společně s jinými výrobky z různých materiálů.

Výrobek se zavádí obtížně.

Naneste více sterilního maziva na vodní bázi a postupujte pomaleji dle kapitoly „Použití dilatátorů“.

Vibrace nefungují nebo jsou slabé (u modelů s vibrací).

Zkontrolujte stav nabití baterie podle kapitoly „Nabíjení a baterie“.

Kuličková pumpa nezvětšuje průměr (u modelů s pumpou).

Zkontrolujte, zda je ventil uzavřený, a stiskněte pumpovací kuličku opakovaně dle kapitoly „Volitelné funkce dle modelu“.

Po použití přetrvává pálení při močení.

Pijte po dobu cca 24 hodin po použití velké množství vody dle kapitoly „Použití dilatátorů — pokračování“. Pokud potíže přetrvávají, kontaktujte lékaře.

**POZOR**

Pokud problém přetrvává i po vyzkoušení výše uvedených kroků, výrobek dále nepoužívejte a obraťte se na zákaznickou podporu [Lechtivo.cz](https://www.lechtivo.cz).

Nevyhazujte obalový materiál ani staré zařízení. Pokud je to možné, recyklujte předměty. Obaly oddělte podle materiálu a zlikvidujte je společně s domovním odpadem. Přispějte svým dílem k ochraně životního prostředí a odevzdejte stará zařízení do místních sběrných míst v souladu s vnitrostátními právními předpisy a platnými pokyny. Než odevzdáte stará zařízení na sběrném místě, oddělte od nich neuzavřené baterie a dobíjecí baterie. Před likvidací starých zařízení se ujistěte, že jste z nich vymazali všechny osobní údaje.

Elektroodpad

- Symbol přeškrtnuté popelnice na kolečkách znamená, že tento výrobek musí být bezplatně odevzdán na sběrném místě elektronického odpadu, aby mohl být recyklován pro co nejlepší opětovné využití surovin.

Baterie

- Baterie nepatří do domovního odpadu. Jako spotřebitel máte zákonnou povinnost odevzdat použité baterie na veřejných sběrných místech nebo na místech, kde se baterie prodávají.
- Baterie obsahující nebezpečné látky jsou označeny značkou a jedním z chemických symbolů: Cd (kadmium), Hg (rtuť), Pb (olovo).
- Lithiové baterie a bateriové sady lze na sběrných místech odevzdávat pouze tehdy, pokud jsou vybité. Aby se zabránilo zkratu, izolujte póly (např. lepicí páskou) před odevzdáním.



ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Recyklací přispíváte k ochraně životního prostředí a nejlepšímu možnému opětovnému využití surovin.



Zákaznický kontakt Lechtivo

E-mail: info@lechtivo.com · Web: www.lechtivo.com

Odpovědná osoba v EU

Milan Macík
Mivatora s.r.o.
Hlubočepská 1287/2a
152 00 Praha 5



ONLINE VERZE

Aktuální verzi tohoto návodu najdete na webu www.lechtivo.com.