

UNIVERZÁLNY NÁVOD · CELÁ KATEGÓRIA

NÁVOD NA POUŽITIE

Dilatátory

Tento dokument je **univerzálny návod na použitie platný pre celú produktovú kategóriu**

Dilatátory (uretrálne dilatátory / dilatačné tyčinky), nie pre jediný konkrétny produkt.

Obsahuje spoločné bezpečnostné, používateľské a údržbové informácie platné naprieč celou kategóriou.

BEZPEČNÉ MATERIÁLY

DISKRÉTNE BALENIE

JEDNODUCHÁ STAROSTLIVOSŤ



Kategória
Dilatátory

Typ dokumentu
Univerzálny návod

Obsah

01	Bezpečnostné upozornenia	3
02	Prvé použitie	4
03	Použitie dilatátorov	5
04	Použitie dilatátorov — pokračovanie	6
05	Voliteľné funkcie podľa modelu	7
06	Nabíjanie a batéria	8
07	Starostlivosť a čistenie	9
08	Skladovanie	10
09	Riešenie bežných problémov	11
10	Likvidácia a recyklácia	12
11	Zodpovedná osoba a kontakt	13



DÔLEŽITÉ

Všetky tieto informácie si uschovajte pre bezpečné a správne použitie. Uschovajte si tiež obal výrobku, pretože obsahuje návod na obsluhu a informácie o výrobku, batériách a nabíjaní. Ďalšie informácie získate naskenovaním QR kódu na obale.

Vaša bezpečnosť je pre nás na prvom mieste. Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte a dodržujte všetky nižšie uvedené pokyny.

- Uchovávajte mimo dosahu detí, pretože malé časti by mohli prehltnúť.
- Výrobok používajte iba v prípade, že ste v dobrej fyzickej kondícii.
- Nepoužívajte výrobok s inými osobami proti ich vôli. Výrobok používajte iba so súhlasom všetkých zúčastnených osôb.
- Výrobok používajte bezpečne, aby nedošlo k zraneniu. Výrobok používajte na vlastné nebezpečenstvo.
- Ak má osoba akékoľvek zdravotné problémy alebo obavy, mala by sa pred použitím výrobku poradiť s lekárom.
- Výrobok nepoužívajte na chorú alebo podráždenú pokožku.
- Ak dôjde k nepríjemnému podráždeniu pokožky alebo fyzickému nepohodliu, okamžite prestaňte výrobok používať. Ak príznaky pretrvávajú, poraďte sa s lekárom.
- Aby ste predišli ochoreniu a infekcii, neodovzdávajte výrobok tretím osobám.
- Pozorne si prečítajte informácie na obale výrobku, aby ste predišli alergickým reakciám (napr. na latex).
- Výrobok nepoužívajte, ak je zjavne nefunkčný, prehrieva sa alebo má viditeľné vady.
- Výrobok nezmrazujte ani nezahrievajte.
- Výrobok nie je vhodný na komerčné použitie.
- Nafukovacie výrobky nenafukujte nad priemer uvedený na obale.
- Výrobok nie je vhodný na lekárske použitie.
- Výrobok nabíjajte iba vhodnou nabíjačkou v elektrickej zásuvke. Dodržujte pokyny k príslušnému sieťovému adaptéru.

**VAROVANIE**

Za škody alebo nehody spôsobené nesprávnym použitím, použitím sily, úpravami a nedodržaním týchto bezpečnostných pokynov nemožno prevziať žiadnu zodpovednosť.



- Pred prvým použitím výrobok očistite teplou vodou a jemným mydlom. Aby ste zabránili poškodeniu zariadenia, dbajte na to, aby sa do priestoru pre batériu nedostala voda. Zariadenie neponárajte do vody.

Ak je to relevantné:

- Nabite výrobok alebo vložte batérie (ak sú súčasťou dodávky). Z bezpečnostných dôvodov sa lítiové batérie na prepravu zvyčajne nabíjajú iba na 40 – 50 %.

**KONTRAINDIKÁCIE**

Zo zdravotných dôvodov nesmú tento výrobok používať osoby s ochorením, ako sú poruchy zrážanlivosti krvi, ochorenie urogenitálneho traktu a ochorenie prostaty.

**PRI BOLESTI ALEBO KRVÁCANÍ**

Ak pri používaní výrobku pocítite nepríjemnú bolesť, iný fyzický diskomfort alebo krvácanie, okamžite výrobok vyberte a kontaktujte lekára.

Pravidelné alebo nesprávne používanie výrobku môže viesť k zjazveniu a zhrubnutiu steny močovej trubice, čo môže vyžadovať lekárske ošetrovanie. Spočiatku používajte dilatátory s malým priemerom a podľa potreby priemer pomaly zväčšujte.

1

Dezinfikujte výrobok

Aby ste predišli infekciám močových ciest, výrobok pred použitím dezinfikujte dezinfekčným roztokom pre lekárske nástroje. Dôležité: dodržujte čas kontaktu uvedený na dezinfekčnom roztoku. Pri dezinfekcii a používaní výrobku používajte sterilné rukavice.

2

Naneste lubrikant

Na povrch výrobku naneste dostatočné množstvo sterilného lubrikantu. Dôležité: odporúča sa používať lubrikant na vodnej báze.

3

Ohnite krúžok žalud'a (ak je relevantné)

Krúžok žalud'a ohnite smerom nahor. Ak tento krok nie je relevantný pre váš model, pokračujte rovno krokom 4.

4 Zaved'te výrobok

V prípade potreby zatlačte predkožku dozadu a pomaly zaved'te výrobok do močovej trubice. Dôležité pre ženy: aby nedošlo k poraneniu močových ciest, dbajte na zvýšenú opatrnosť, pretože ženská močová trubica je pomerne krátka. Dôležité pre mužov: výrobok možno zavádzať tak do ochabnutého (odporúčané pre začiatočníkov), ako aj do stoporeného penisu. Dôležité: aby nedošlo k poraneniu močových ciest, opatrne sa približujte k maximálnej nožnej dĺžke zavedenia.

5 Pretiahnite krúžok (ak je relevantné)

Pretiahnite krúžok cez žalud' až ku korune žľazy. Ak tento krok nie je relevantný pre váš model, pokračujte rovno krokom 9.

6 Zapnite vibrácie (ak je relevantné)

Ak chcete spustiť vibrácie, zapnite výrobok pomocou ovládacej jednotky.

7 Upravte intenzitu (ak je relevantné)

Ak chcete zmeniť nastavenie vibrácií, opatrne stlačte, otočte alebo posuňte ovládaciu jednotku.

8 Vyberte výrobok

Pomaly odstráňte výrobok zvnútra alebo z tela. Dôležité: aby ste predišli nepríjemnému pocitu pálenia v močovej trubici pri močení, pite po dlhší čas (cca 24 hodín) po použití výrobku veľké množstvo vody — kyselina močová obsiahnutá v moči sa tak zriedi.

9 Vypnite vibrácie (ak je relevantné)

Stlačte, otočte alebo posuňte ovládaciu jednotku do východiskovej polohy. Dôležité: ak sa výrobok automaticky vypne pri vybití batérie, nezapínajte ho znova, ale nabíte ho v elektrickej zásuvke.

Podľa konkrétneho modelu môže byť váš výrobok vybavený niektorou z nasledujúcich funkcií:

- Niektoré dilatátory majú guľôčkovú pumpu. Ak chcete zväčšiť priemer dilatátora, v prípade potreby opakovane stlačte pumpovaciu guľôčku — dilatátor sa nafúkne. Ak chcete vypustiť vzduch, otvorte ventil.
- Niektoré dilatátory sú duté a skúsení používatelia ich môžu nosiť dlhší čas, pretože prepúšťajú tekutiny všetkého druhu. Na jednej strane umožňujú používateľovi pokračovať v močení a na druhej strane môžu zabrániť hromadeniu spermy pri ejakulácii.
- Niektoré dilatátory sú na konci opatrené guľôčkou, ktorá funguje ako zátko spermy a môže predĺžiť a zintenzívniť orgazmus. Ejakulácia alebo močenie je možné iba v obmedzenej miere.

**DÔLEŽITÉ**

Výrobok je sexuálna hračka a nechráni pred otehotnením a pohlavne prenosnými infekciami.

Nasledujúce zásady platia pre dobíjacie a batériové modely tejto kategórie.

- Výrobok nabíjajte iba vhodnou nabíjačkou v elektrickej zásuvke. Dodržujte pokyny k príslušnému sieťovému adaptéru.
- Nabite výrobok alebo vložte batérie (ak sú súčasťou dodávky). Z bezpečnostných dôvodov sa lítiové batérie na prepravu zvyčajne nabíjajú iba na 40 – 50 % – pred prvým použitím preto výrobok plne nabite.
- Ak sa výrobok automaticky vypne pri vybití batérie, nezapínajte ho znova, ale nabite ho v elektrickej zásuvke.
- Ak chcete predĺžiť životnosť batérií a dobíjacích batérií a zabrániť poškodeniu výrobku, vyberte batérie z výrobku po každom použití alebo vytiahnite výrobok zo zásuvky, hneď ako je dobíjacia batéria plne nabitá.



- Po každom použití nechajte výrobok pred odložením vychladnúť.
- Po každom použití výrobok očistite teplou vodou a jemným mydlom a vydezinfikujte ho dezinfekčným roztokom pre lekárske nástroje. Aby nedošlo k poškodeniu výrobku, dbajte na to, aby sa do priestoru pre batérie nedostala voda. Zariadenie neponárajte do vody.



- Výrobok uchovávajte na čistom, chladnom a suchom mieste. Vlhkosť môže poškodiť batérie a motor. Vyhýbajte sa priamemu slnečnému žiareniu.
- Aby ste predišli chemickým reakciám, skladujte výrobok oddelene a nie spolu s inými výrobkami z rôznych materiálov.

Výrobok sa zavádza ťažko.

Naneste viac sterilného lubrikantu na vodnej báze a postupujte pomalšie podľa kapitoly „Použitie dilatátorov“.

Vibrácie nefungujú alebo sú slabé (pri modeloch s vibráciou).

Skontrolujte stav nabitia batérie podľa kapitoly „Nabíjanie a batéria“.

Gul'ôčková pumpa nezväčšuje priemer (pri modeloch s pumpou).

Skontrolujte, či je ventil uzavretý, a opakovane stlačte pumpovaciu gul'ôčku podľa kapitoly „Voliteľné funkcie podľa modelu“.

Po použití pretrváva pálenie pri močení.

Pite po dobu cca 24 hodín po použití veľké množstvo vody podľa kapitoly „Použitie dilatátorov – pokračovanie“. Ak ťažkosti pretrvávajú, kontaktujte lekára.

**POZOR**

Ak problém pretrváva aj po vyskúšaní vyššie uvedených krokov, výrobok ďalej nepoužívajte a obráťte sa na zákaznícku podporu [Lechtivo.cz](https://lechtivo.cz).

Nevyhadzujte obalový materiál ani staré zariadenie. Ak je to možné, recyklujte predmety. Obaly roztriedte podľa materiálu a zlikvidujte ich spolu s domovým odpadom. Prispajte svojím dielom k ochrane životného prostredia a odovzdajte staré zariadenia na miestne zberné miesta v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a platnými pokynmi. Skôr než odovzdáte staré zariadenia na zbernom mieste, oddel'te od nich neuzavreté batérie a dobíjacie batérie. Pred likvidáciou starých zariadení sa uistite, že ste z nich vymazali všetky osobné údaje.

Elektroodpad

- Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby na kolieskach znamená, že tento výrobok musí byť bezplatne odovzdaný na zbernom mieste elektronického odpadu, aby mohol byť recyklovaný pre čo najlepšie opätovné využitie surovín.

Batérie

- Batérie nepatria do domového odpadu. Ako spotrebiteľ máte zákonnú povinnosť odovzdať použité batérie na verejných zberných miestach alebo na miestach, kde sa batérie predávajú.
- Batérie obsahujúce nebezpečné látky sú označené značkou a jedným z chemických symbolov: Cd (kadmium), Hg (ortuť), Pb (olovo).
- Lítiové batérie a batéiové sady možno na zberných miestach odovzdávať iba vtedy, ak sú vybité. Aby sa zabránilo skratu, izolujte póly (napr. lepiacou páskou) pred odovzdaním.



ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Recykláciou prispievate k ochrane životného prostredia a čo najlepšiemu opätovnému využitiu surovín.

Zákaznícky kontakt Lechtivo

E-mail: info@lechtivo.com · Web: www.lechtivo.com

Zodpovedná osoba v EÚ

Milan Macík
Mivatora s.r.o.
Hlubočepská 1287/2a
152 00 Praha 5



ONLINE VERZIA

Aktuálnu verziu tohto návodu nájdete na webe www.lechtivo.com.